

# Senge tilbehør

for at tilgodese alle behov



**Bredt tilbehørsprogram**

tilgodeser individuelle behov



Yes, you can.®

# Tilbehørsprogrammet er prikken over i'et

Til Invacares sortiment af plejesenge tilbyder vi et bredt tilbehørsprogram, der giver mulighed for at tilpasse sengen både i form af design og personlig smag.

Gennem anvendelse af tilbehør optimeres muligheden for at tilpasse plejesengen, således at der tages individuelt hensyn til såvel plejebestand, som til plejepersonalets arbejdsforhold.

På følgende sider finder du information om kompatibilitet samt reference til senge, sengeheste og yderligere tilbehør.

1

## Sengegavle



› **Victoria sengegavl**  
Aftagelig gavnl til SB® 755, i bøg, hvidpigmenteret bøg og lys eg. Kompatibel med Line og Britt V integrerede sengeheste.



› **Sophie sengegavl**  
Leveres i bøg, hvidpigmenteret bøg, og lys eg. Anvendes sammen med SB 755. Kompatibel med Line og Britt V integrerede sengeheste.



› **Susanne sengegavl**  
Leveres i bøg, hvidpigmenteret bøg og lys eg. Anvendes sammen med SB 755, 85 cm, 90 cm, 105cm og 120 cm bredde. Kompatibel med Line og Britt V integrerede sengeheste.



› **Anita sengegavl**  
Leveres i bøg og lys eg. Anvendes sammen med SB 755. Kompatibel med Line og Britt V integrerede sengeheste.



› **Emma sengegavl**  
Aftagelig gavnl til SB 755, i bøg, hvidpigmenteret bøg og lys eg. Kompatibel med metalsengeheste



› **Piggy sengegavl**  
Aftagelig gavnl i bøg, hvidpigmenteret bøg og lys eg. Anvendes sammen med SB 755.

2

## Træ-langsider



› **Træ-langside**  
Anvendes sammen med Susanne, Anita, Sophie og Victoria gavle. Leveres i bøg, hvidpigmenteret bøg og lys eg.

### 3 Sengeheste



> **Line**  
Integrerede aluminiums sengeheste leveres i træ look (bøg, hvidpigmenteret bøg og lys eg).



> **Line forlængbar**  
Integrerede aluminiums sengeheste leveres i træ look (bøg, hvidpigmenteret bøg og lys eg). Kan justeres i længden fra 200 - 220 cm.



> **Britt V**  
Integrerede træsengeheste. Leveres i bøg, hvidpigmenteret bøg og lys eg i længderne: 200, 210 og 220 cm.



> **Line og Britt V sengehestforhøjer**  
Sengeheste kan kombineres med forhøjer når sengeheste skal anvendes sammen med madrasser der er op til 33 cm høje.



> **Invacare Scala Basic 2**  
Nedfældbar metalsengehest.



> **Invacare Scala Basic Plus 2**  
Nedfældbar metalsengehest med plastikindsats.



> **Invacare Scala Medium 2**  
Nedfældbar metalsengehest til høje madrasser.



> **Invacare Scala Decubi 2**  
Nedfældbar metalsengehest til ekstra høje madrasser.

### 4 Betræk til sengeheste



> **Polstret**  
Polstret betræk til Line og Britt V sengehest. Betrækket bliver på plads når sengehesten er nedfældet. Leveres i polstret, ekstra polstret og forlænget (+ 10 cm og + 20 cm).



> **Betræk i net**  
Betræk i net til Line og Britt V sengehest. Betrækket bliver på plads når sengehest er nedfældet. Leveres i standard og forlænget udgave (+ 10 cm og + 20 cm).



> **Betræk til metalsengehest**  
Polstret betræk til metalsengehest. Betrækket bliver på plads når sengehest er nedfældet. Leveres i standard og ekstra polstret.



> **Forhøjet polstret betræk**  
Polstret betræk til Line og Britt V med forhøjer.

### 5 Støttegreb



> **Støttegreb**  
Meget stabile støttegreb til brug ved ind- og udstigning af seng.  
H25 X B30 cm/80 cm  
H40 X B30 cm/80 cm



> **Svingbart støttegreb**  
Det svingbare støttegreb tilbyder god hjælp til brugeren, som skal op at stå. Kan anvendes enkelt- eller parvis.



> **Støttegreb til Octave®**  
Gør ind- og udstigning af seng enkel.  
H40 X 25 cm



> **"Sit-up" støtte**  
Unik støtte til at sætte sig op i sengen. Passer til SB 755.



> **"Stand-up" støtte**  
Gør ind- og udstigning af seng enkel. Passer til alle Invacare senge.

### 6 Sengegalger



> **Sengegalge**  
Håndgreb kan tilpasses i både højde og dybde.



> **Svingbar sengegalge**  
Sengegalgen kan svinges ud langs siden af sengen. Håndgreb kan tilpasses i både højde og dybde.



> **Sengegalge**  
Håndgreb kan tilpasses i både højde og dybde. Passer til Octave® seng.

7

Andet tilbehør



**> Afstandsfender**  
Forebygger skader på væg når sengen bevæges. Kan placeres for enden af sengen eller på sengens sider.



**> Fenderhjul**  
Fenderhjul kan placeres horisontalt eller vertikalt. Leveres i 3 størrelser.



**> Hjul**  
Forskellige størrelser hjul. 75, 100 og 125 mm



**> Lavbygningssæt**  
Anvendes 75 mm hjul sammen med SB® 755 kan sengens laveste position sænkes til 250 mm.



**> Dækrør**  
Anvendes som dækrør når SB 755 sengen er forlænget.



**> Bendelsbegrænser**  
Anvendes når bendelen ikke må sænkes under horizontal position. Placeres på sengerammen af SB 755.



**> Forlængelse af Octave®**  
Anvendes til forlængelse af Octave® med 10 - 20 cm.



**> Tilpasning til træsengehest**  
Træ beslag til Octave seng med sengehest. Leveres i bøg.



**> Transportvogn**  
Kan anvendes sammen med SB® 755 til transport og opbevaring af demonteret seng.



**> Dyneholder**  
Stativ til placering i seng mhp at aflaste tryk fra dyne på læg og fødder.




**> Dropstativ**  
Dropstativ kan placeres i sengens galgerør eller på sengens ramme.



**> Tilbehør til dropstativ**  
Tilbehør til brug for montering af dropstativ i enten galgerør eller på sengens sideramme.

8

Elektriske tilbehørsdele



**> Håndbetjening**  
Håndbetjening HB400 og HL400 med "grøn-knap" funktion. Funktioner på HL400 kan låses individuelt. Anvendes sammen med SB 755.



**> Soft control**  
Funktionsbaseret håndbetjening med letbetjente knapper.



**> Håndbetjening til Octave®**  
Håndbetjening HL85. Funktioner på HL85 kan alle låses.



**> Rheumatisk håndbetjening**  
Håndbetjening til personer med svage hænder f.eks på grund rheumatisk lidelse.



**> Holder til håndbetjening**  
Fleksibel holder til håndbetjening letter anvendelsen for bruger. Findes i varianter der kan anvendes sammen med soft control, HB 80, HL 80, HL 85, HB400 og HL400. Leveres i aluminiumsgrå.



**> T-kabel / Forlænger kabel**  
Anvendes hvis der er behov for 2 håndbetjening / et længere kabel (250 cm) til HB400 håndbetjening. Findes i en analog og digital udgave.



**> Adaptor til Soft Control**  
Findes i varianter for hhv. analog og digital elektronik.



**> Adaptor til Reumatisk håndbetjening**



**> Batteri back-up**  
Anvendes ved strømsvigt.



**> LED lampe**  
Læselampe i moderne design. Kan monteres i enten højre eller venstre side i gavlbslagene

9

Møbler



**> Sonnet Basic**  
 Et stabilt arbejds-og læsebord.  
 Højdeindstilleligt bord med plade, som kan tilpasses fra 65 - 100 cm i højden. Pladen kan indstilles i 6 positioner.



**> Pausa**  
 Højdeindstilleligt bord med plade, som kan indstilles fra 72 - 116 cm. Maksimal belastning: 10 kg.



**> Sonnet Dual**  
 Sengebord med praktisk tophylde og 2 skuffer samt lille skab. Sidebord kan højdeindstilles fra 75 - 105 cm samt vinkles.



**> Sonnet Combi**  
 Sengebord i bøg. Alle horisontale flader er udført i laminat. Praktisk tophylde, 1 skuffe samt lille skab. Sidebord kan højdeindstilles fra 31 - 93 cm.

Tekniske data ▼

For flere oplysninger om produkter, inkl. brugermanual, se venligst Invacares website: [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare SB® 755

Sengeheste ▼	Sengegavl ▼		
	Victoria		
	Sophie		
	Susanne	Emma	
	Anita	Piggy	Olivia
Line/Line forlængbar / Britt V / Britt V forlænget	x		
Scala Basic 2 / Scala basic Plus 2	x	x	x
Scala Medium 2	x	x	x
Scala Decubi 2	x	x	x

Invacare Octave®

Sengeheste ▼	Sengegavl ▼
Line	
Line forlængbar	Octave gavl med påmonteret træbeslag
Britt V	
Britt V forlænget	

Godkendt i henhold til IEC 60601-2-52

Tlf.: 3690 0000  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
 Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
 Denmark



Yes, you can.®