

NordBed™ Tilbehør



Bredt sortiment



Yes, you can.®

Invacare **Nordbed** plejesenge omfatter et bredt sortiment af tilbehør, der gør det muligt at tilpasse plejesengenes design, og dermed møde forskellige borgeres smag - samtidig med, at diverse funktionstilbehør kan monteres i henhold til de individuelle behov.

Gavle

Moderne gavle med hjemligt udseende, der passer til forskellige behov og enhver smag. Tilbydes i forskellige træsorter og farver. Alle gavle kan enkelt monteres/afmonteres uden brug af værktøj.




Una

Anvendes sammen med integrerede sengeheste, delte sengeheste eller sidepaneler



Una / Una Lav

Kan anvendes i kombination med sidepaneler



Nora

Kan anvendes i kombination med integrerede sengeheste, delte sengeheste eller sidepaneler



Astrid

Aftagelig gavplade, der letter adgang til benenden. Kan anvendes i kombination med integrerede sengeheste, delte sengeheste eller sidepaneler



Nanna

Kan anvendes i kombination med sidepaneler og Ane sengeheste



Runa

Kan anvendes i kombination med sidepaneler og Ane sengeheste

Gavlsortiment	Bøg	Eg	Umber	Bøg/lys blå	Lys blå	Hvid
Una	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nora	✓	✓	✓			
Astrid	✓	✓	✓			
Nanna	✓	✓	✓			
Runa	✓	✓	✓		✓	✓

Sidepaneler

Et udvalg af sidepaneler udført i træ tilfører et hjemligt og æstetisk udtryk



Kompatibel med Una, Astrid og Nora gavle



Kompatibel med Runa gavle og Ane sengeheste



Kompatibel med Nanna gavle og Ane sengeheste

Sengeheste

Sengeheste anvendes af mange forskellige årsager: af sikkerhedsmæssige årsager, for at sikre, at borgeren ikke falder ud af sengen, i forbindelse med repositionering og som støtte i forbindelse med ud- og indstigning af seng, etc.

Invacares sortiment af sengeheste kan alle anvendes til disse formål, uden at forringe arbejdsvilkårene for personalet.



Freya

Integrerede sengeheste udført i træ: 200 cm, 210 cm og 220 cm



Embla

Integrerede sengeheste udført i aluminium: 200 cm



Embla extendable

Integrerede sengeheste udført i aluminium, forlængbar: 200 - 220 cm



Ane

3/4 længde metalsengeheste



Ane høj model

3/4 længde metal sengeheste til høje madrasser



Freya sengehesteforhøjer

Freya sengeheste kan forhøjes med enten 6 cm eller 10 cm, til brug sammen med høje madrasser

Sengeheste



Embla sengehestforhøjer

Embla sengeheste kan forhøjes med enten 6 cm eller 10 cm, til brug sammen med høje madrasser og de kan forlænges fra 200 - 220 cm

	Una	Nora	Astrid	Nanna	Runa
					
Freya	✓	✓	✓		
Embla	✓	✓	✓		
Ane				✓	✓

* Gavle uden rille til integrerede sengeheste

Overtræk til sengeheste

Overtræk til sengeheste anvendes til flere formål: De polstrede versioner anvendes med henblik på at skåne borgeren, når blandt andet ekstremiteter rammer direkte ind i sengehestene. Netversionen anvendes med henblik på at sikre, at borgeren ikke får ekstremiteter ind imellem ribber i sengehesten og samtidig sikres, at borgeren fortsat kan se ud på omgivelserne.

Alle sengeheste kan sænkes hhv. eleveres, mens betrækket er påmonteret.

Alle betræk kan enkelt på- og afmonteres og de kan alle vaskes ved 90°C.



Polstret betræk

Anvendes sammen med Freya og Embla integrerede sengeheste



Polstret betræk

Anvendes sammen med Freya og Embla integrerede sengeheste med sengehestforhøjere



Net betræk

Anvendes sammen med Freya og Embla sengeheste



Polstret betræk

Anvendes sammen med Ane metalsengeheste

Tilbehør - Repositionering

Vores støttegreb og tilbehør til mobilisering er udviklet med henblik på at fremme borgerens mulighed for selv at forflytte sig i sengen, og i forbindelse med ind- og udstigning af sengen. På denne måde øges mobiliteten, og borgeren bliver mindre afhængig af hjælp ude fra.



Støttegreb

H40 x B30 cm



Støttegreb

H40 x B90 cm



Svingbart støttegreb

Det svingbare støttegreb gør det muligt for borgeren at løfte benene ud over grebet før dette er svinget ud. Grebet kan anvendes parvis eller enkeltvis



“Stand-up” støtte

Letter ind- og udstigning af sengen



“Sit-up” støtte

Støtter borgeren, når denne skal forflytte sig til siddende stilling og evt. skal ud af sengen



Sengegalge

Sengegalgens håndtag kan justeres i højde og dybde

Andet tilbehør



Dækplader

Anvendes for at dække siden, når sengen er forlænget



Holder til håndbetjening

Monteres på sengeramme og giver øgede muligheder for at anvende håndbetjeningen



Afstandsfender

Forebygger skader på væg, når sengen flyttes. Kan anvendes på alle sider af sengen



LED lampe

Læselampe i moderne design. Kan monteres i enten højre eller venstre side i gavlbesselagene

Elektrisk tilbehør

Med henblik på at imødekomme forskellige behov, tilbydes flere forskellige håndbetjeninger



Standard håndbetjening til Optimo og Ultra

Leveres med anti-Trendelenburg. Håndbetjeningen kan tillige leveres med eller uden Trendelenburg




Håndbetjening med kontakt der kan aktivere natbelysning

Leveres med anti-Trendelenburg og natbelysning under sengen. Håndbetjeningen kan tillige leveres med eller uden Trendelenburg



LCD håndbetjening

Med individuel hukommelse (Remember Me™) funktion og mulighed for dataudlæsning på motorer.



LED Lys

LED lys der aktiveres via fjernbetjening. Oplyser området foran sengen, så du får en tryk ind- og udstigning om natten.

Optimo & Ultra Madrashøjde cm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Freya (200 cm, 210 cm og 220 cm)																							
Embla/Embla forlænget																							
Freya/Embla sengeheste med forhøjer + 6 cm																							
Freya/Emblasengeheste med forhøjer + 10 cm																							
Ane																							
Ane Høj																							
Torill Lang/Torill Kort																							

Tlf.: 3690 0000
 Fax: 3690 0001
 denmark@invacare.com
 www.invacare.dk

Invacare A/S
 Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
 Denmark



Yes, you can.®