

AQUATEC®

Ocean VIP Ergo Ocean Dual VIP Ergo

Avancerede bade- og toiletstole med sædekip



Avanceret kvalitetsløsning for personlig hygiejne

Klinisk ledet udvikling, justerbar og støttende



Yes, you can.®

Næste generation af bade- og toiletstole med sædekip

Aquatec Ocean VIP Ergo og Ocean Dual VIP Ergo er modulære bade- og toiletstole med sædekip designet til at dække individuelle behov for støtte. Begge modeller tilbyder sædekip fra -5° til 40° og Ocean Dual VIP Ergo tilbyder derudover ryglænstillt fra 5° til 35° for at imødekomme mere komplekse sidde- og positioneringsbehov.

Som alle Ocean Ergo modellerne kan VIP og Dual VIP let tilpasses den enkelte bruger ved hjælp af simple justeringer, eller ved at tilføje let monterbart tilbehør. Designet sikrer, at stolene er lette at anvende for plejepersonalet og har optimal sikkerhed og komfort for brugeren.

Forbedret ergonomisk nakkestøttebeslag

Multijusterbart nakkestøttebeslag tilbyder god postural støtte for hoved og nakke. Justeres enkelt og hurtigt ved hjælp af fingerskruer for at opnå den korrekte position for den enkelte bruger. Beslaget justeres uden brug af værktøj.

Ny tilt-stop funktion

En let-monteret valgfri funktion, som forhindrer chassiset i at tilte bagover forbi 0 grader. Dette sikrer, at sædet forbliver horisontalt og er en hjælp for brugeren, som liftes ind og ud af stolen.

Egenskaber og fordele



Unikt sædekip

Sædekipets glidende balancepunkt betyder, at stolen bevæger sig lidt nedad og fremad og derved holder brugerens tyngdepunkt nær stolens midtpunkt. Dette gør brugen af sædekip lettere og mere intuitivt for hjælperen, sikrer en glidende og tryk oplevelse for brugeren samt reducerer chassisets størrelse uden at påvirke stolens stabilitet.

Justerbar rygvinkel

På Ocean Dual VIP Ergo kan rygvinklen tillige reguleres bagud mellem 5° og 35° for en mere tilbageænet position ved f.eks. brusebad.



Ergonomisk udformet sæde

Designet ud fra det aftryk personer efterlader, når de sidder ned. Dette for at sikre en mere opret og stabil siddeposition for øget komfort og selvstændighed.

Sædeflader løfter knæene 5° fortil for at lette toilette.

Indbygget plads til håndroden fortil tillader brugeren at positionere sig selv i en komfortabel position, der letter forflytning.



Forbedret armlæn

Nydesignede armlæn giver øget støtte og komfort for brugeren.

Det nye valgfrie armlænspolster tilbyder brugeren en blødere overfalde at placere armene på. For yderligere sikkerhed tilbyder vi en let betjenelig armlænslås.

Indstillelige armlæn og benstøtter

Højden på armlænet, benstøtten og sædehøjden kan let justeres efter individuelle behov.



Fleksibilitet

Det brede sortiment af positionerings-, toilette- og sædetilbehør sikrer, at badestolen kan tilpasses til et bredt spektrum af individer og posturale behov.



Ekstremt stabil

Forbedret stabilitet for øget sikkerhed og tryghed selv ved maksimal sædekip.



Optager mindre plads

Det optimerede chassis gør det lettere at manøvrere stolen i små rum.



Rustfri stål chassis

Chassiset er udført i rustfrit stål.



Maskinvaskbart

Maskinvaskbart (60°) ryglænbetræk med justerbare spænder.



Se Ocean Vip Ergo online
www.invacare.dk

Optimal komfort

Ocean VIP Ergo og Ocean Dual VIP Ergo

Vores mest avancerede bade- og toiletstole med de seneste designforbedringer. Yderst modulære og med et omfattende tilbehørsprogram, Ocean VIP Ergo og Ocean Dual VIP Ergo tilbyder bad- og brusemuligheder med øget komfort og støtte.



Ocean VIP Ergo

En avanceret stol med
-5° - 40° sædeklip.



Ocean Dual VIP Ergo

En avanceret stol med -5° - 40° sædeklip og
yderligere 5° - 35° indstilling af ryggen.

Ergonomisk nakke-/hovedstøtte



Teknisk data

Ved behov for uddybende information om Ocean VIP Ergo og Ocean Dual VIP Ergo produkterne, herunder brugermanualen, henvises til Invacares hjemmeside: www.invacare.dk



Sædebrede ▼



Sædedybde ▼



Totalbrede ▼



Totaldybde ▼



Bredde mellem
armlæn ▼

Ocean VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm
Ocean Dual VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm



Sædekip ▼



Ryglænsvinkel ▼



Vægt ▼



Brugervægt ▼

Ocean VIP Ergo	-5° - 40°	-	23.5 kg	150 kg
Ocean Dual VIP Ergo	-5° - 40°	5° - 35°	28.3 kg	150 kg



Hvid

Farve

Tlf.: 3690 0000
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®