

Action® Ampla™



Understøtter en aktiv hverdag

INNOVATIV KØRESTOL TIL DE STORE BRUGERE



Yes, you can.®

Den første bariatriske kørestol, der understøtter en aktiv hverdag

Invacare **Action® Ampla™** er udviklet specielt til store brugere. Kørestolens innovative design imødekommer behovet hos den bariatriske bruger, tager hensyn til bariatriske kropsformer, skiftende aktivitetsniveauer og opfylder kravene omkring høj brugervægt. **Ampla™** er en slank og minimalistisk kørestol, der med sit moderne udseende giver brugeren uafhængighed og støtte til en behagelig og aktiv hverdag.



Prisvindende design

Den elegante **Ampla™** har allerede vundet en Red Dot Award for produktdesign. Red Dot Award er ikke alene den største produktkonkurrence i verden, men også en af de mest prestigefyldte designpriser. **Ampla™** har ligeledes vundet den italienske Platinum A'Design Award og den gyldne tyske designpris 2020.



reddot design award
winner 2019



4

VIGTIGSTE EGENSKABER



Indbygget transportløsning

1

De helt særlige transporthjul på **Ampla™** anvendes, når der er behov for at køre **Ampla™** på højkant igennem døråbninger eller smalle passager.

1. Klik antitipperne op
2. Fold ryggen ned
3. Løft op i benstøtterne
4. Vip kørestolen let op på transporthjulene

I denne position kan **Ampla™** enkelt blive flyttet omkring uden besvær og tunge løft.

1.



2.



3.



4.



2

Flere drivhjulspioner

- ▶ Gode køreegenskaber
- ▶ Brugeren kan komme længere omkring ved mindst mulig anstrengelse



3

Ergonomisk ryglæn

- ▶ Optimal mulighed for at nå drivringene
- ▶ God støtte for lænd og ryg
- ▶ Øget bevægelsesfrihed
- ▶ Passer til flere kropsformer



4

Højdejusterbare greb til forflytning


- ▶ Giver støtte til at rejse eller sætte sig
- ▶ Kan vendes fremad eller bagud for den bedste støtte
- ▶ Kan sænkes for at komme tæt ind til fx bordplade



Smart ryglænsdesign



Action® Ampla's design giver en perfekt pasform til både mandlige brugere i store størrelser, som har tendens til at have en "æble" kropsform eller til kvindelige brugere, som oftest har en "pære" kropsform. Det innovative ryglæn på **Ampla™** giver støtte og komfort til brugeren og er samtidigt designet til at give plads og imødekomme anatomen ved forskellige kropsformer. Ryggen er endvidere højdejusterbar samt nedfældbar.



Vigtigste egenskaber

- ▶ Indbygget transportløsning
- ▶ Ergonomisk ryglæn
- ▶ Højdejusterbare greb til forflytning
- ▶ Gode køreegenskaber

Smarte detaljer

- ▶ Elastisk dække forned på ryglænet
- ▶ Bremserne er smart integrerede i chassiset

Tekniske data ▼

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.



Sædebrede ▼

Action* Ampla™

605 / 655 /
755 mm



Sædedybde ▼

460 / 510 mm



Sædevinkel ▼

1°



Sædehøjde ▼

380 - 455 mm
interval 25 mm



Ryg vinkel ▼

Fast



Ryghøjde ▼


425 - 500 mm
interval 25 mm



Benstøtte-
længde ▼

Action* Ampla™

365 - 525 mm



Totalbrede ▼

Sædebrede
+ 205 mm



Totallængde inkl.
benstøtter ▼

1065 - 1145 mm



Totallængde uden
benstøtter ▼

855 - 920 mm



Totalhøjde ▼

805 - 955 mm



Max. sikker
vejrhældning ▼

Action* Ampla™

7°



Venderadius ▼

1420 - 1660 mm



Max. brugervægt ▼

300 kg



Totalvægt fra ▼

28 kg

Stelfarve ▼



Grå

Test og priser ▼



GERMAN
DESIGN
AWARD
2020



reddot design award
winner 2019

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark

